


[Validé Kd] Copb2 Polymab® De Lapin - P35606

Numéro d'article: CM0004973



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le COPB2 humain (bêta'-COP), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte le COPB2 humain et de souris (~102 kDa), une sous-unité du coatomère essentielle pour le transport rétrograde de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique (RE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] COPB2 PolymAb® de Lapin
Remarques/Alias	OPDD ; MCPH19 ; bêta'-COP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9276
GeneID	9276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 657-906 du COPB2 humain (NP_004757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35606
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace