

Anticorps Polyclonal De Lapin Dnmt1 Validé Par Kd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0023649



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DNMT1 (ADN méthyltransférase 1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la méthylation de l'ADN et l'héritage épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] DNMT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [Validé KD] DNMT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1786
Identifiant du gène	1786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-124 de DNMT1 (NP_001370.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26358
Poids de la protéine	183 kDa
Expédition	Sac de glace