

[Kd Validated] Foxk1 Rabbit Mab - P85037

Numéro d'article: CM0011817



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre FOXK1 humain, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose, la différenciation musculaire et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] FOXK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FOXK1L
Espèce	Humain
GenelD (humain)	221937
GenelD	221937
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-733 de FOXK1 humain (NP_001032242.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P85037
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace