


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpx4 Pour Wb, If-P, Elisa - P36969

Numéro d'article: CM0019726



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GPX4 (glutathion peroxydase 4), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réactif avec les échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux recherches sur la ferroptose, le stress oxydatif et la peroxydation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps polyclonal de lapin anti-GPX4
Remarques/Alias	MCSP ; SMDS ; GPx-4 ; PHGPx ; snGPx ; GSHPx-4 ; snPHGPx ; GPX4
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2879
GenelD	2879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 197 de la GPX4 humaine (NP_002076.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36969
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Poche de glace