


[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mct1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Numéro d'article: CM0004057



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant MCT1 (SLC16A1) pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Validé par KD, détecte le transporteur de monocarboxylate 1 humain, 54kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] AcM de lapin anti-MCT1
Remarques/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6566
Identifiant du gène	6566
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-245 de MCT1 humain (NP_003042.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P53985
Poids moléculaire de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace