


[Kd Validated] Mrpl11 Lapin Pab - Q9Y3B7

Numéro d'article: CM0024605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MRPL11 humain, une protéine ribosomique mitochondriale. Validé pour WB, IP et ELISA. Idéal pour les études sur la synthèse des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] MRPL11 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; protéine ribosomique mitochondriale L11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65003
GeneID	65003
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 91-192 du MRPL11 humain (NP_057134.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3B7
Poids moléculaire	18kDa/19kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace