


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pin1 Pour Wb Et Elisa - Q13526

Numéro d'article: CM0006928



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant la protéine humaine Pin1 (UniProt Q13526) pour Western blot (WB) et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte la Pin1 endogène à 18 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-Pin1
Remarques/Alias	DOD ; UBL5 ; [KD Validé] Pin1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5300
Identifiant du gène	5300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 de la protéine humaine Pin1 (NP_006212.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13526
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace