

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Timm13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4

Numéro d'article: CM0008361

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la TIMM13 humaine (sous-unité Tim13 de la translocase de la membrane interne mitochondriale). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur l'import des protéines mitochondriales et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-TIMM13
Remarques/Alias	TWIST1 ; ACS3 ; BPES2 ; BPES3 ; CRS ; CRS1 ; CSO ; SCS ; TWIST ; bHLHa38 ; protéine 1 apparentée à twist
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26517
GeneID	26517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de la TIMM13 humaine (NP_036590.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y5L4
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace