

[Kd Validated] Anticorps Monoclonal Lapin Stat2 Pour Wb, Elisa - P52630

Numéro d'article: CM0009248



Introduction

Anticorps monoclonal lapin STAT2 [KD Validated] de haute qualité de CamelBio pour WB et ELISA. Reconnaît le STAT2 humain et rat (P52630). Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'interféron et les antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] STAT2 mAb Lapin
Remarques/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validated] STAT2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6773
ID de gène	6773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-706 du STAT2 humain (NP_005410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P52630
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac glacé