


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal De Lapin Trim21/Ss-A Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19474

Numéro d'article: CM0019474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRIM21/SS-A (Ro52) humain, validé pour le WB, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît le TRIM21 humain, murin et de rat, une ligase E3 d'ubiquitine de 54 kDa impliquée dans l'immunité innée et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	[Validé KD] Anticorps pAb de Lapin TRIM21/SS-A
Remarques/Alias	SSA ; RO52 ; SSA1 ; RNF81 ; Ro/SSA ; TRIM21/SS-A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6737
GeneID	6737
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 86-334 du TRIM21/SS-A humain (NP_003132.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19474
Poids Moléculaire Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace