

Kdm6A Lapin Pab - 22289

Numéro d'article: CM0029001

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KDM6A élevé contre la souris KDM6A (acides aminés 550-700) pour Western blot, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KDM6A Lapin pAb
Remarques/Alias	Utx ; KDM6A
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	7403
ID du gène (Souris)	22289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-700 de la souris KDM6A (NP_033509.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids protéique	154kDa/157kDa
Expédition	Sac de glace