

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kdm6B - 216850

Numéro d'article: CM0018690

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Kdm6b (Jmjd3) spécifique de la souris. Adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Poids protéique 176 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Kdm6b
Remarques/Alias	Jmjd3 ; 1700064E03Rik ; Kdm6b
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	23135
ID du gène	216850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-190 de Kdm6b de souris (NP_001017426.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
Poids protéique	176 kDa
Expédition	Sac de glace