

Anticorps Polyclonal De Lapin Kdm6B - Kdm6B

Numéro d'article: CM0015623

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Kdm6b de souris (également connue sous le nom de Jmjd3). Généré contre une protéine recombinante couvrant les acides aminés 90-190. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la protéine Kdm6b humaine et de souris. Poids moléculaire prédit : 176 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Kdm6b
Remarques/Alias	Jmjd3 ; 1700064E03Rik ; Kdm6b
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	23135
ID du gène	216850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-190 de la protéine Kdm6b de souris (NP_001017426.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
Poids protéique	176kDa
Expédition	Sac de glace