

Anticorps Monoclonal Lapin Khdrbs1/Sam68 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Numéro d'article: CM0005880



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant KHDRBS1/Sam68 (p62/p68). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la liaison à l'ARN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KHDRBS1/Sam68 mAc Lapin
Remarques/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10657
GeneID	10657
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de KHDRBS1 humain (Q07666)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07666
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace