


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Khsrp Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92945

Numéro d'article: CM0005696



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-KHSRP validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la protéine de liaison à l'élément en amont lointain 2 (FUBP2), une protéine de liaison à l'ARN de 73 kDa impliquée dans l'épissage, le transport et la dégradation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-KHSRP
Remarques/Alias	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8570
GeneID	8570
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la protéine KHSRP humaine (Q92945)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92945
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace