

Anticorps Polyclonal De Lapin Kiaa0391/Prorp Pour Wb Et Elisa - O15091

Numéro d'article: CM0024996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain KIAA0391/PRORP, validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour l'étude du traitement des ARNt mitochondriaux et du complexe ribonucléase P.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA0391 pAb de lapin
Remarques/Alias	MRPP3 ; COXPD54 ; KIAA0391
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9692
GenelD	9692
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 314-583 de KIAA0391 humain (NP_055487.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O15091
Poids moléculaire protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace