

Anticorps Polyclonal De Lapin Kiaa0513 Pour Wb Et Elisa - O60268

Numéro d'article: CM0017876

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KIAA0513, validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier la localisation protéique cytoplasmique dans les tissus cérébraux et son rôle potentiel dans les troubles neuropsychiatriques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KIAA0513 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KIAA0513
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9764
ID du gène	9764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-301 de KIAA0513 humain (NP_001273494.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60268
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace