

Anticorps Polyclonal De Lapin Kiaa1456 (Trm9L) Pour Wb, Elisa - Q9P272

Numéro d'article: CM0028093

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KIAA1456 (TRM9L/tRNA méthyltransférase 9B) validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le cancer et les études de modification des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA1456 pAb de lapin
Remarques/Alias	TRM9L ; hTRM9L ; C8orf79 ; KIAA1456
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57604
GeneID	57604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-330 de KIAA1456 humain (NP_065895.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P272
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace