

Anticorps Polyclonal Kif2B De Lapin Pour Wb, Elisa - Q8N4N8

Numéro d'article: CM0025761

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-KIF2B (Q8N4N8) de CamelBio détecte la kinésine humaine KIF2B en WB et ELISA. Validé sur l'humain, la souris et le rat, avec un poids prédit de 76 kDa. Idéal pour la recherche sur la division cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIF2B Lapin pAb
Remarques/Alias	KIF2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84643
GeneID	84643
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 544-673 de KIF2B humaine (NP_115948.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N4N8
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace