

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Klf6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99612

Numéro d'article: CM0016430

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre KLF6 pour la détection du KLF6 (Zf9/COPEB) humain, un facteur de transcription à doigts de zinc. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Produit chez le lapin, expédié dans des sacs de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-200 de KLF6 humain (NP_001291.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99612
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace