

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klhl9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

Numéro d'article: CM0014287

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre KLHL9 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur la progression mitotique et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLHL9
Remarques/Alias	KLHL9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55958
GeneID	55958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de KLHL9 humain (NP_061335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9P2J3
Poids moléculaire	69 kDa
Expédition	Sac réfrigérant