

Anticorps Polyclonal De Lapin Klk7 Pour Wb Et Elisa - P49862

Numéro d'article: CM0026786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KLK7 humain (kallicréine-7), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la desquamation cutanée, le cancer de l'ovaire et les protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin KLK7
Remarques/Alias	hK7 ; SCCE ; PRSS6 ; KLK7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5650
Identifiant du gène	5650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-253 du KLK7 humain (NP_644806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49862
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace