


Anticorps Polyclonal De Lapin Kmt2A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q03164

Numéro d'article: CM0016140



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KMT2A validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Cible l'histone méthyltransférase MLL1 impliquée dans la méthylation H3K4 et la régulation transcriptionnelle, pertinente pour la leucémie et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KMT2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; KMT2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4297
GeneID	4297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2829-2883 de la protéine KMT2A humaine (NP_005924.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03164
Poids de la protéine	432 kDa
Expédition	Sachet de glace