

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Ak2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

Numéro d'article: CM0026977



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AK2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. L'adénylate kinase 2 est une enzyme mitochondriale critique pour l'homéostasie énergétique cellulaire et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AK2 pAc Lapin
Remarques/Alias	ADK2; K2
Espèce	Humain
GeneID	204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-232 de l'AK2 humaine (NP_001616.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54819
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace