

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal Anti-A-Caténine Pour Wb - P35221

Numéro d'article: CM0002574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l' α -Caténine humaine (Alpha E-caténine, CTNNA1). Validé KO pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti- α -Caténine
Remarques/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1495
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l' α -Caténine humaine (P35221)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35221
Poids moléculaire de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace