

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abcf2 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - Q9Ug63

Numéro d'article: CM0017938

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCF2 validé par KO en Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les transporteurs ABC et le développement de tests diagnostiques, fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ABCF2 pAb de lapin
Remarques/Alias	ABC28 ; HUSSY18 ; HUSSY-18 ; EST133090 ; F2
Espèce	Humain
ID du gène	10061 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de l'ABCF2 humain (NP_005683.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UG63
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Poche réfrigérante