


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aif Pour Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Numéro d'article: CM0026153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AIF fiable et validé par KO pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte l'AIF humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les mitochondries. Masse moléculaire cible : 67 kDa. Swiss-Prot : O95831.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AIF Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 334 à 613 de l'AIF humain (NP_004199.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95831
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace