

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ajuba Pour Wb, Elisa - Q96If1

Numéro d'article: CM0023880

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Ajuba humain, validé par knockout. Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la transduction du signal et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Ajuba pAb de lapin
Remarques/Alias	JUB ; ba
Espèce	Humain
Identifiant du gène	84962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-290 de l'Ajuba humain (NP_116265.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96IF1
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace