

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ak2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54819

Numéro d'article: CM0002691



Introduction

[Validé KO] Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'adénylate kinase 2 humaine (AK2). Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Reconnaît l'AK2 humaine, de souris et de rat. L'AK2 est essentielle pour l'homéostasie énergétique cellulaire et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AK2 mAc de lapin
Remarques/Alias	ADK2 ; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	204
GeneID	204
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'AK2 humaine (P54819).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54819
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace