

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-Caténine - P35221

Numéro d'article: CM0029706



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre l'alpha-caténine humaine (CTNNA1) pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat ; idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] α-Caténine Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	1495
GenelD	1495
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 637-906 de l'α-Caténine humaine (NP_001894.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35221
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace