


Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-Synucléine Validé Par Ko Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0011842



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre l'alpha-synucléine humaine, validé pour le Western blot, l'IHC, l'IF et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la maladie de Parkinson et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-synucléine, anticorps monoclonal de souris [validé par KO]
Remarques/alias	PD1 ; NACP ; PARK1 ; PARK4
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-140 de l'alpha-synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P37840
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac de glace