

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ampk α 1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131

Numéro d'article: CM0008779



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant l'AMPK α 1 humain (ID du gène : 5562). Validé pour les applications WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour l'étude du métabolisme énergétique cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-AMPK α 1
Remarques/Alias	AMPK ; AMPK α 1 ; AMPK alpha 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5562
GeneID	5562
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 381-480 de l'AMPK α 1 humain (NP_006242.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131
Poids protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace