


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ampk α 2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Numéro d'article: CM0028623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-AMPK α 2 validé KO pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Détecte la sous-unité catalytique alpha-2 d'AMPK de 62 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AMPK α 2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; α 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5563
GeneID	5563
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54646
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sachet de glace