

Anticorps Polyclonal Anti-Ankrd52 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - Q8Nb46

Numéro d'article: CM0021164

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant ANKRD52, une sous-unité régulatrice de la phosphatase 6 des protéines. Convient pour WB et ELISA, et réagit de manière croisée avec l'ANKRD52 humaine, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] ANKRD52 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANKRD33; 52
Espèce	Humain
GenelD	283373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-660 de l'ANKRD52 humaine (NP_775866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB46
Poids Protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace