


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arhgef1 - Q92888

Numéro d'article: CM0026215



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'ARHGEF1 humain, un facteur d'échange de nucléotides guanyliques Rho. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine endogène. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ARHGEF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9138
GeneID	9138
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 783-912 de l'ARHGEF1 humain (NP_004697.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q92888
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace