


## [Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg4A Pour Wb, Elisa - Q8Wyn0

Numéro d'article: CM0024292



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ATG4A, une protéase à cystéine essentielle pour l'autophagie. Validé par knockout, adapté pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la région C-terminale (aa 289-398).

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | [Validé par KO] ATG4A Lapin pAb                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A                                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 115201                                                                                                                          |
| GeneID             | 115201                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 289-398 de l'ATG4A humaine (NP_443168.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                  |
| SWISS              | Q8WYN0                                                                                                                          |
| Poids moléculaire  | 45kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |