

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atg4D Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - Q86TL0

Numéro d'article: CM0020228

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4D validé par KO. Détecte une bande de 53 kDa en WB ; également adapté pour ELISA. Reconnaît l'ATG4D humain, de souris et de rat. Utilisation pour la recherche sur l'autophagie et les études mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ATG4D Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG4D ; AUTL4 ; APG4-D ; HsAPG4D ; 4D
Espèce	Humain
ID du gène	84971
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'ATG4D humain (NP_116274.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86TL0
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace