

## [Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Atg5 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Numéro d'article: CM0014691



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG5 humain (Q9H1Y0), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, l'apoptose et l'infection virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] ATG5 Lapin pAb                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain)  | 9474                                                                                                                         |
| ID de gène           | 9474                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de l'ATG5 humaine (NP_004840.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q9H1Y0                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 32 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |