


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bad Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - Q92934

Numéro d'article: CM0020486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Bad (agoniste de la mort cellulaire associé à Bcl2), validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible le membre pro-apoptotique de la famille Bcl-2 impliqué dans la mort cellulaire médiée par les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Bad pAc Lapin
Remarques/Alias	BBC2; BCL2L8; ad
Espèce	Humain
GeneID (humain)	572
GeneID	572
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 68-168 de Bad humain (NP_004313.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92934
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace