


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bax Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Numéro d'article: CM0002404



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Bax humaine, validé par KO, pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît la Bax humaine, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur l'apoptose. Immunogène : peptide synthétique dérivé de la Bax humaine (Q07812).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Bax mAb de lapin
Remarques / Alias	BCL2L4; Bax
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	581
GeneID	581
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07812
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sachet isotherme