


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bax Validé Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Numéro d'article: CM0002312



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé KO dirigé contre la Bax humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réactif clé pour la recherche sur l'apoptose, ciblant la protéine de la membrane mitochondriale externe Bax.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Bax mAb Lapin
Remarques/Alias	BCL2L4; ax
Espèce	Humain
ID de Gène	581
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 10-70 de la Bax humaine (NP_620116.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q07812
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace