


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brd7 Pour Wb, Elisa - Q9Npi1

Numéro d'article: CM0020805



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant BRD7 pour WB et ELISA. Validé chez l'humain, BRD7 est une protéine contenant un bromodomaine impliquée dans le remodelage de la chromatine et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] pAb de Lapin BRD7
Remarques/Alias	BP75 ; NAG4 ; CELTIX1 ; SMARCI1 ; D7
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	29117
GenelD	29117
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de BRD7 humain (NP_037395.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NPI1
Poids Moléculaire Protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace