

Anticorps Polyclonal Anti-Brg1/Smarca4 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51532

Numéro d'article: CM0020613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre BRG1/SMARCA4, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] BRG1/SMARCA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTP52; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6597
ID de gène	6597
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 680-770 du BRG1/SMARCA4 humain (NP_003063.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51532
Poids de la protéine	185kDa
Expédition	Sac de glace