

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calnexine Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Numéro d'article: CM0012533

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant la Calnexine humaine (P27824), une chaperonne du réticulum endoplasmique impliquée dans le repliement des glycoprotéines et le contrôle qualité. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Calnexine Rabbit mAb
Remarques / Alias	CNX ; P90 ; IP90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	821
GeneID	821
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Calnexine humaine (NP_001737.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27824
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace