


[Ko Validé] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Caspase-8 Pour Wb, Elisa - Q14790

Numéro d'article: CM0003845



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé par KO ciblant la Caspase-8 humaine (Q14790). Adapté aux applications Western blot et ELISA, il détecte spécifiquement la protéase initiatrice de l'apoptose, de la nécroptose et de la pyroptose d'environ 55 kDa, soutenant la recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Caspase-8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAP4 ; MACH ; MCH5 ; FLICE ; ALPS2B ; Casp-8 ; Caspase-8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	841
ID du gène	841
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la Caspase-8 humaine (Q14790).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14790
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace