


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase-9 Validé Par Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55211

Numéro d'article: CM0003394



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caspase-9 validé par KO pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Détecte une protéine de 46 kDa ; cible la protéase apoptotique Mch-6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Caspase-9 [validé par KO]
Remarques / Alias	MCH6 ; APAF3 ; APAF-3 ; PPP1R56 ; ICE-LAP6 ; Caspase-9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	842
GeneID	842
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 139-416 de Caspase-9 (NP_001220.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55211
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace