

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd133 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43490

Numéro d'article: CM0015973

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé dirigé contre la CD133 humaine (Prominine-1). Adapté aux applications WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CD133 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8842
GeneID	8842
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43490
Poids protéique	97 kDa
Expédition	Sac de glace