

Anticorps Polyclonal Anti-CD147/Bsg Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - P35613

Numéro d'article: CM0019524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre CD147/BSG humain (Basigin, EMMPRIN). Convient pour la WB et l'ELISA, ciblant une glycoprotéine transmembranaire impliquée dans l'invasion tumorale, l'angiogenèse et les infections microbiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-CD147/BSG
Remarques/Synonymes	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; SG
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-200 de CD147/BSG humain (NP_940991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P35613
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace