

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd47 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

Numéro d'article: CM0005906

Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé KO ciblant CD47 (IAP) de souris, idéal pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'antigène de surface des leucocytes impliqué dans la régulation immunitaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CD47 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	961
ID du gène	16423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-140 de CD47 de souris (NP_034711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61735
Poids de la protéine	33 kDa / 35 kDa
Expédition	Sac de glace