


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk2 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0018640



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre CDK2 humain, adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les applications de recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CDK2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1017
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 298 de CDK2 humain (NP_001789.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P24941
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace